

## Anwendungsbeispiele mit den Applikatoren

Beim **Coolshaping™** Applikator sind die metallischen Kälteplatten in das Hautkontaktmaterial eingearbeitet, was einen Direktkontakt der Metallplatten mit der Haut und somit eine Verbrennung der Epidermis (Freeze Burns durch beschädigte Kälteschutzvliese) verhindert. Sogenannte „silikon-getränkte Kälteschutzvliese“ gewährleisten ein schmerzlosen Einzug (durch das Vakuum) der Weichteile in den Applikator.

Beispiel mit 1 Applikator



Bauch



Oberschenkel

Beispiel mit 2 Applikatoren



Bauch



Oberschenkel und Rücken